

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cullina 3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13618

Número de artículo: CM0002943



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Cullina 3 (Q13618), validado en WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Andamio central de los complejos ligasa E3 de ubiquitina cullina-RING. Ideal para la investigación de la vía de ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac. monoclonal de conejo anti-Cullina 3
Observaciones/Alias	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullina 3
Especies	Humano
ID de gen (Humano)	8452
ID de gen	8452
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 669-768 de la Cullina 3 humana (Q13618)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13618
Peso proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo