

Anticuerpo Policlonal Anti-Cullin 3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13618

Número de artículo: CM0013430



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Cullin-3 humana (CUL3), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Explore las vías de la ubiquitina-proteasoma y la investigación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cullin 3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
Especie	Humano
ID de Gen	8452
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 468-768 de la Cullin 3 humana (NP_003581.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13618
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo