

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cullin 3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13618

Número de artículo: CM0020254



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Cullin 3 humano (CUL-3, PHA2E), validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para la investigación de la vía de ubiquitinación y proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cullin 3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8452
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 569-768 de Cullin 3 humano (NP_003581.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13618
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo