

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cullin-4A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13619

Número de artículo: CM0009111



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Cullin-4A (CUL4A) humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce una proteína de 88 kDa; adecuado para investigación sobre ubiquitinación y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Cullin 4A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CUL4A; cullin-4A; Cullin 4A
Especie	Humana
GeneID (Humana)	8451
GeneID	8451
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 660-759 de la Cullin 4A humana (Q13619)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q13619
Peso de la proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo