

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cullin 4A Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13619

Número de artículo: CM0025738



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Cullin 4A, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con CUL4A humano, de ratón y de rata, un componente central de los complejos ligasas de ubiquitina E3 tipo cullin-RING involucrados en la ubiquitinación de proteínas y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cullin 4A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CUL4A; cullin-4A; Cullin 4A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8451
ID de Gen	8451
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-300 de Cullin 4A humano (NP_001008895.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13619
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo