

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cux1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P39880 / Q13948

Número de artículo: CM0023522

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo CUX1 es un anticuerpo validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, que reacciona con CUX1 humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción clave en la diferenciación neuronal y el control del ciclo celular, ideal para la investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CUX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDP; CUX; p75; CASP; CDP1; COY1; Clox; GDDI; p100; p110; p200; CUTL1; GOLIM6; CDP/Cut; Cux/CDP; Nbla10317; CUX1
Especie	Humano
ID de Gen	1523
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 del CUX1 humano (NP_001189472.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P39880/Q13948
Peso Proteico	72-77kDa/147-165kDa
Envío	Bolsa de hielo