

Anticuerpo Policlonal Anti-Cwc22 Para Wb Y Elisa - Q9Hcg8

Número de artículo: CM0016784



Introducción

El pAb de conejo contra CWC22 de CamelBio detecta el homólogo del factor de corte y empalme del pre-ARNm CWC22 en humanos y ratones. Adecuado para WB y ELISA. Herramienta ideal para estudiar la función del espliceosoma, el ensamblaje del EJC y la degradación del ARNm mediada por codones de terminación prematuros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CWC22
Observaciones/alias	NCM, fSAPb, EIF4GL, CWC22
Especie	Humano
ID del gen	57703
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 639-908 de CWC22 humano (NP_065994.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9HCG8
Peso de la proteína	105 kDa
Envío	Bolsa de hielo