

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cx3Cl1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O35188

Número de artículo: CM0008709

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-CX3CL1 validado para WB, IP, IHC-P y ELISA. Dirigido a Fractalkine de ratón (O35188), una quimiocina involucrada en la respuesta inmune, adhesión de leucocitos y neuroinflamación. Adecuado para investigación en inflamación y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CX3CL1 Ac. m. de Conejo
Observaciones/Alias	ABCD-3; CX3C; Cxc3; D8Bwg0439e; FK; Scyd1
Especie	Ratón
ID Gen (Humano)	6376
ID Gen	20312
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-337 del CX3CL1 de ratón (NP_033168.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O35188
Peso Proteico	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo