

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cx3Cl1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O35188

Número de artículo: CM0030174

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CX3CL1 (Fractalquina) de ratón para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validado en muestras de ratón. Ideal para estudios de señalización de quimiocinas, inflamación y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CX3CL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NTN; NTT; CXC3; CXC3C; SCYD1; ABCD-3; C3Xkine; fractalquina; neurotactina
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	6376
GenelD	20312
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-337 de CX3CL1 de ratón (NP_033168.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O35188
Peso Molecular de la Proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo