

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cx3Cr1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49238

Número de artículo: CM0025141



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo contra CX3CR1 humano (receptor de fractalquina), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación en inflamación, inmunología y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CX3CR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	V28; CCRL1; GPR13; CMKDR1; GPRV28; CMKBRL1; CX3CR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1524
GeneID	1524
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de CX3CR1 humano (NP_001328.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49238
Peso proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo