

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cxcl10/Ip-10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02778

Número de artículo: CM0011148



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para CXCL10/IP-10 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para el estudio de la señalización de quimiocinas, inflamación y reclutamiento de células inmunitarias en investigación y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CXCL10/IP-10 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3627
GeneID	3627
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-98 de CXCL10/IP-10 humano (NP_001556.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P02778
Peso de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo