

Anticuerpo Policlonal Anti-Cxcl10/Ip-10 Para Wb, Elisa - P02778

Número de artículo: CM0013508



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el CXCL10/IP-10 humano (quimioquina 10 de motivo C-X-C). Validado para WB y ELISA, reconoce una citoquina proinflamatoria secretada de 11 kDa involucrada en la quimiotaxis de células inmunes y la respuesta viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CXCL10/IP-10 Conejo pAb
Observaciones/Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3627
GeneID	3627
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-98 del CXCL10/IP-10 humano (NP_001556.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P02778
Peso Molecular de la Proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo