

Anticuerpo Policlonal Anti-Cxcl10/Ip-10 Para Wb, If/Icc, Elisa - P02778

Número de artículo: CM0020465



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra CXCL10/IP-10 de CamelBio (P02778) está validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano y ratón, dirigiéndose a la quimiocina proinflamatoria involucrada en la migración de células inmunitarias y la respuesta viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CXCL10/IP-10 pAb de conejo
Observaciones/Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Especie	Humano
GeneID (humano)	3627
GeneID	3627
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-98 de CXCL10/IP-10 humano (NP_001556.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P02778
Peso Molecular	11kDa
Envío	Bolsa de hielo