

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cxcl10/Ip-10 Para Wb Y Elisa - P02778

Número de artículo: CM0006444



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra el CXCL10/IP-10 humano, validado para WB y ELISA. Esencial para la investigación en señalización de quimiocinas, enfermedades inflamatorias y tráfico de células inmunitarias. SWISS: P02778.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CXCL10/IP-10 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3627
ID del Gen	3627
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-98 del CXCL10/IP-10 humano (NP_001556.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P02778
Peso Molecular de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo