


Anticuerpo Policlonal Anti-Cxcl12 Para Wb - P48061

Número de artículo: CM0023559



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad contra CXCL12 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA, adecuado para investigación en señalización de quimiocinas, cáncer e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CXCL12 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IRH; PBSF; SDF1; TLSF; TPARI; SCYB12; CXCL12
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6387
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 40-93 del CXCL12 humano (NP_000600.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48061
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo