

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cxcl2 Para Wb, Elisa - P19875

Número de artículo: CM0012968



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CXCL2 humano (GRO-beta). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigación en inflamación y quimiocinas. SWISS: P19875.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CXCL2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GRO2, GROb, MIP2, MIP2A, SCYB2, MGSA-b, MIP-2a, CINC-2a, CXCL2
Especie	Humano
ID del Gen	2920
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-107 del CXCL2 humano (NP_002080.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P19875
Peso Proteico	~11 kDa
Envío	Bolsa de hielo