


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cxcl4/Pf4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02776

Número de artículo: CM0005053



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra CXCL4/PF4 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en señalización de quimiocinas y biología de plaquetas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CXCL4/PF4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5196
GeneID	5196
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-101 del CXCL4/CXCL4/PF4 humano (P02776).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02776
Peso proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo