


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cxcl4/Pf4 Para Wb, Ihc, If, Elisa - P02776

Número de artículo: CM0021504



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CXCL4/PF4 humano, validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación de quimioquinas, inflamación y hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CXCL4/PF4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5196
GeneID	5196
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-101 del CXCL4/PF4 humano (NP_002610.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02776
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo