

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cxcl6 (Wb, Elisa) - P80162

Número de artículo: CM0022319



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CXCL6 validado para Western blot y ELISA. Reacciona con CXCL6/GCP-2 humano y de ratón, permitiendo la investigación de quimioquinas y el desarrollo de ensayos IVD en estudios de inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CXCL6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GCP2; CKA-3; GCP-2; SCYB6; CXCL6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6372
GeneID	6372
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-114 del CXCL6 humano (NP_002984.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P80162
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo