

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cxcl9 Para Wb Y Elisa - Q07325

Número de artículo: CM0020852

Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra CXCL9 humano (MIG), producido en conejo. Adecuado para Western blot y ELISA. Reconoce la quimiocina de 14 kDa implicada en la migración de células T y la respuesta inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CXCL9
Observaciones/Alias	CMK; MIG; Humig; SCYB9; crg-10; CXCL9
Especie	Humana
ID del gen	4283
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre el aminoácido 50 y el extremo C-terminal de CXCL9 humano (NP_002407.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q07325
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo