


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cxcr3 Para Wb Y Elisa - P49682

Número de artículo: CM0003097



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra CXCR3 humano (CD183), validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la señalización de quimiocinas, la migración de células inmunitarias y la angiogénesis en la investigación del cáncer y enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo CXCR3
Observaciones/Alias	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2833
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del CXCR3 humano (P49682).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P49682
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo