


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cxcr3 Para Wb, Elisa - P49682

Número de artículo: CM0017784



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al CXCR3 humano (CD183), un receptor de quimioquinas implicado en el tráfico de células inmunitarias y la angiogénesis. Adecuado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CXCR3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2833
GeneID	2833
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-53 del CXCR3 humano (NP_001136269.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P49682
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo