

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cxcr4 Para Wb, Elisa - P61073

Número de artículo: CM0002616



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a CXCR4 humano (receptor de quimiocina C-X-C tipo 4, CD184). Validado para WB y ELISA. CXCR4 es un GPCR implicado en la señalización de quimiocinas, entrada del VIH, migración celular e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CXCR4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FB22; HM89; LAP3; LCR1; NPYR; WHIM; CD184; LAP-3; LESTR; NPY3R; NPYRL; WHIMS; HSY3RR; NPYY3R; WHIMS1; D2S201E; CXCR4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7852
ID del gen	7852
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 253-352 de CXCR4 humano (P61073)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P61073
Peso proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo