

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cxcr5/Cd185 Para Wb, Fc, Elisa - P32302

Número de artículo: CM0007571

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CXCR5/CD185 (clon no declarado) dirigido contra el receptor tipo 5 de quimiocinas C-X-C humano (BLR1, MDR15). Ideal para aplicaciones de Western blot, citometría de flujo y ELISA en estudios de células B y linfomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo CXCR5/CD185
Observaciones/Alias	BLR1; CD185; MDR15; CXCR5/CD185
Especie	Humano
ID del gen	643
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-47 de CXCR5 humano (NP_001707.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32302
Peso molecular de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo