

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Cxcr6 Para Wb Y Elisa - 000574

Número de artículo: CM0023868

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra el receptor de quimiocinas CXCR6 humano, validado para Western blot y ELISA. Apto para el estudio de la función de coreceptor VIH/SIV y el tráfico de células inmunitarias en tejidos linfoides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CXCR6 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	BONZO; CD186; CDw186; STRL33; TYMSTR; CXCR6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10663
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de CXCR6 humano (NP_006555.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O00574
Peso Proteico	39KDa
Envío	Bolsa de hielo