


Anticuerpo Policlonal Anti-Cxxc1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9P0U4

Número de artículo: CM0013603



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CXXC1 (proteína de unión a CpG/CFP1) para WB, IHC-P, IP y ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón; esencial para la investigación en regulación transcripcional y biología de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CXXC1
Observaciones/Alias	CFP1; CGBP; SPP1; PCCX1; PHF18; hCGBP; ZCGPC1; HsT2645; 2410002I16Rik; 5830420C16Rik; CXXC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	30827
GeneID	30827
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de CXXC1 humano (NP_001095124.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9P0U4
Peso proteico	76 kDa
Envío	Bolsa de hielo