


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cxxc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P0U4

Número de artículo: CM0025230



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la CXXC1 humana (proteína de unión a CpG), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la detección de proteínas nucleares en estudios de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CXXC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CFP1, CGBP, SPP1, PCCX1, PHF18, hCGBP, ZCGPC1, HsT2645, 2410002I16Rik, 5830420C16Rik, CXXC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	30827
GeneID	30827
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 401-660 de la CXXC1 humana (NP_001095124.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P0U4
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo