


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyb5A Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - P00167

Número de artículo: CM0025153



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CYB5A humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Generado contra la región N-terminal de CYB5A humano (NP_683725.1). Ideal para estudiar el transporte de electrones del citocromo b5 y la función de la oxigenasa de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYB5A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CYB5; MCB5; METAG; CYB5A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1528
ID de Gen	1528
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de CYB5A humano (NP_683725.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00167
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo