


Anticuerpo Policlonal Anti-Cyb5B Para Wb, Elisa - 043169

Número de artículo: CM0014307



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CYB5B (OMB5) humano, validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación del transporte electrónico mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CYB5B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OMB5; CYB5-M; CYPB5M; CYB5B
Especie	Humano
GeneID (humano)	80777
GeneID	80777
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-150 de la CYB5B humana (NP_085056.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	043169
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo