

Anticuerpo Policlonal Anti-Cyb5R1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhq9

Número de artículo: CM0019929

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CYB5R1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para estudiar la función de la reductasa de citocromo b5 dependiente de NADH y el metabolismo de los lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYB5R1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B5R1; B5R2; B5R.1; NQO3A2; humb5R2; CYB5R1
Especie	Humano
ID de Gen	51706 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-305 de CYB5R1 humano (NP_057327.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9UHQ9
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo