


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cyb5R3 Para Wb Y Elisa - P00387

Número de artículo: CM0002524



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CYB5R3 humano (NADH-citocromo b5 reductasa 3) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas y de rata. Útil para estudiar el transporte de electrones y el metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYB5R3 Ac. m. de Conejo
Observaciones/Alias	B5R; DIA1; CYB5R3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1727
GeneID	1727
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de CYB5R3 humano (P00387).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P00387
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo