


Anticuerpo Policlonal Anti-Cyb5R3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P00387

Número de artículo: CM0030602



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CYB5R3 validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Esencial para estudiar la reducción del citocromo b5, el metabolismo de lípidos y la biología de los glóbulos rojos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CYB5R3
Observaciones/Alias	B5R; DIA1; CYB5R3
Especie	Humano
GeneID	1727
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 125-334 de CYB5R3 humano (NP_001165131.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00387
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo