


Anticuerpo Policlonal Anti-Cyb5R3 (Validado Por Kd) Para Wb Y Elisa - P00387

Número de artículo: CM0022753



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la CYB5R3 humana (NADH-citocromo b5 reductasa 3). Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. UniProt P00387.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] CYB5R3 pAb de conejo
Notas/Alias	CYB5R3; B5R; DIA1; citocromo b5 reductasa 3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1727
ID del Gen	1727
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 27-301 de la CYB5R3 humana (NM_000398.7)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P00387
Peso Molecular de la Proteína	31kDa/34kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo