

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyba Para Wb, If/Icc, Elisa - P13498

Número de artículo: CM0016829



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CYBA de alta calidad, validado para western blot (WB), inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Detecta CYBA/p22phox humano, de ratón y de rata, una subunidad de 21 kDa de la NADPH oxidasa. Ideal para estudios sobre estrés oxidativo e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CYBA Rabbit pAb
Observaciones/alias	CGD4; p22-PHOX; CYBA
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1535
ID del gen	1535
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 126-195 de CYBA humano (NP_000092.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P13498
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo