


Anticuerpo Policlonal Anti-Cybrd1 Para Wb, Elisa - Q53Tn4

Número de artículo: CM0021951



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CYBRD1, validado para WB y ELISA con muestras humanas. Ideal para la investigación de la absorción de hierro y la ferrireductasa. Incluye especificaciones principales y consejos técnicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CYBRD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DCYTB; FRRS3; CYB561A2; CYBRD1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	79901
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 215-286 de CYBRD1 humano (NP_079119.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q53TN4
Peso molecular de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo