


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08574

Número de artículo: CM0015153



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CYC1 humano, una subunidad catalítica central del complejo III de la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Validado para Western blot, IHC-P y ELISA con reactividad en muestras humanas, de ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CYC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UQCR4; MC3DN6; CYC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1537
GeneID	1537
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 85-291 de CYC1 humano (NP_001907.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08574
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo