

Anticuerpo Policlonico Anti-Ciclina A1 Para Wb, Elisa - P78396

Número de artículo: CM0017501

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la ciclina A1 humana para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para investigación de meiosis germinal y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cyclin A1 Rabbit pAb
Notas/Alias	CT146; Cyclin A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8900
GeneID	8900
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 350-450 de la CCNA1 humana (NP_001104515.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P78396
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo