

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ciclina A1/A2 Para Wb, Ip, Elisa - P20248 / P78396

Número de artículo: CM0007835



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Ciclina A1/A2, validado para WB, IP y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Útil para investigación del ciclo celular y cáncer. P20248 / P78396.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Ciclina A1/A2
Observaciones/Alias	CCN1; CCNA; CT146; Ciclina A1/A2
Especie	Humana
ID de Gen (Humano)	890/8900
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 250-465 de la Ciclina A1/A2 humana (P20248)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P20248/P78396
Peso Molecular de la Proteína	49 kDa/52 kDa
Envío	Bolsa de hielo