

## Anticuerpo Policlonal Anti-Ciclina A2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20248

Número de artículo: CM0026627



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Ciclina A2 (CCNA2), validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para aplicaciones de investigación del ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Ciclina A2 pAb de Conejo                                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | CCN1; CCNA; Ciclina A2                                                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 890                                                                                                                                              |
| GeneID              | 890                                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Péptido sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-432 de la Ciclina A2 humana (NP_001228.1)) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                              |
| SWISS               | P20248                                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 49kDa                                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                   |