


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ciclina A2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P20248

Número de artículo: CM0003881



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la ciclina A2 humana (P20248). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ciclina A2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CCN1; CCNA; Cyclin A2
Especie	Humano
GeneID (humano)	890
GeneID	890
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 11-210 de la ciclina A2 humana (P20248)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20248
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo