


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ciclina B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P14635

Número de artículo: CM0021183



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ciclina B1 humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce CCNB1 humano, de ratón y de rata, un regulador clave del ciclo celular. Adecuado para aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ciclina B1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CCNB; Ciclina B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	891
GeneID	891
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 334-433 de la ciclina B1 humana (NP_114172.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14635
Peso proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo