

Anticuerpo Policlonal Anti-Ciclina B2 Para Wb, Elisa - O95067

Número de artículo: CM0020042

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ciclina B2 humana (ciclina B2 específica de G2/mitosis). Validado para WB y ELISA; reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación del ciclo celular y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	pAb de conejo contra ciclina B2
Observaciones/alias	HsT17299; ciclina B2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	9133
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la ciclina B2 humana (NP_004692.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	O95067
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo