

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ciclina B2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95067

Número de artículo: CM0011689

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Ciclina B2 (UniProt: O95067) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada hacia humano, ratón, rata. Ideal para investigación del ciclo celular y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac. monoclonal de conejo contra Ciclina B2
Observaciones/Alias	HsT17299; Ciclina B2
Especie	Humano
GenelD (humano)	9133
GenelD	9133
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Ciclina B2 humana (O95067).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95067
Peso proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo