

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ciclina B2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95067

Número de artículo: CM0029486

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Ciclina B2 validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Detecta la Ciclina B2 humana, de ratón y de rata, un regulador clave del ciclo celular. Ideal para la investigación de la mitosis y la división celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Ciclina B2
Observaciones/Alias	HsT17299; Ciclina B2
Especie	Humano
GeneID (humano)	9133
GeneID	9133
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95067
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo