

Anticuerpo Policlonal Anti-Ciclina C Para Wb Y Elisa - P24863

Número de artículo: CM0015046



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Ciclina C humana, ideal para aplicaciones de Western blot y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata para apoyar la investigación sobre regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cyclin C Rabbit pAb
Notas / Alias	CycC; SRB11; hSRB11; Ciclina C
Especie	Humana
GeneID (Humano)	892
GeneID	892
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 de la Ciclina C humana (NP_005181.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24863
Peso de la Proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo