

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ciclina C Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24863

Número de artículo: CM0030763



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la Ciclina C humana (CCNC, hSRB11), validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta niveles endógenos de Ciclina C en humano, ratón y rata. Sus aplicaciones incluyen investigación de transcripción y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ciclina C Rabbit pAb
Notas/Alias	CycC, SRB11, hSRB11, Cyclin C
Especie	Humano
GeneID (humano)	892
GeneID	892
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 de la Ciclina C humana (NP_005181.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24863
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo