


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ciclina D1 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P24385

Número de artículo: CM0016698



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la Ciclina D1 humana (BCL1). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ciclina D1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Cyclin D1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	595
GeneID	595
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-295 de la Ciclina D1 humana (NP_444284.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24385
Peso molecular de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo