


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ciclina D1 Para Wb - P24385

Número de artículo: CM0016770



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Ciclina D1 (CCND1, BCL1, PRAD1). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC, IP y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la regulación del ciclo celular G1/S y la señalización de oncoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ciclina D1 Rabbit pAb
Notas/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Ciclina D1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	595
GeneID	595
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-295 de la Ciclina D1 humana (NP_444284.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24385
Peso proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo