

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ciclina D2 Para Wb Y Elisa - P30279

Número de artículo: CM0020286



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Ciclina D2 humana, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios del ciclo celular, cáncer y transición G1/S.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Ciclina D2
Observaciones/Alias	MPPH3; KIAK0002; Ciclina D2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	894
GeneID	894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-289 de la Ciclina D2 humana (NP_001750.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30279
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo