

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ciclina D2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30279

Número de artículo: CM0016783



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Ciclina D2 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce la proteína Ciclina D2 humana, de ratón y de rata (PM 33 kDa). Adecuado para estudios del ciclo celular e investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ciclina D2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MPPH3; KIAK0002; Ciclina D2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	894
GeneID	894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-289 de la Ciclina D2 humana (NP_001750.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30279
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo